

Renfert

making work easy

Promo
gültig von 01.03. – 30.04.18

CLINICAL

temp:ex

Temporärzement-entferner

Lösungsmittel für dentale Temporärzemente auf Zinkoxidbasis

Einsparung von Arbeitszeit durch eine deutliche Reduzierung der manuellen Arbeitsschritte ■ Vermeidung von Beschädigungen der Restauration durch Instrumente bei manuellen Arbeitsschritten ■ Geprüfte Verträglichkeit bei gängigen Dentalmaterialien

Weitere Informationen
renfert.com/temp-ex




NEU

temp:ex, 250 ml,
Art. Nr. 6600 0000
Regulärer Preis € 24,-

€ 22,-

Tipp!

Noch mehr Zeitersparnis erreichen Sie mit der maschinellen Entfernung von Temporärzement im SYMPRO Reinigungsgerät mit dem SYMPRO Mini-Becher.



Überzeugen Sie sich von der schnellen Wirkungsweise von temp:ex.
<https://youtu.be/ZzDOyEbGQSI>

SYMPRO

Prothesen-Reinigungsgerät

Kompaktes Hochleistungs-Reinigungsgerät, besonders geeignet für Prothesen, KFO-Apparate und sonstige dentale Restaurationen.

SYMPROfluid Universal

Reinigungsflüssigkeit, die in Kombination mit dem SYMPRO Nadelreinigungsgerät verwendet wird. Es beseitigt schnell und zuverlässig häufig vorkommende Ablagerungen wie Plaque und Zahnstein.

SYMPROfluid Nicoclean

Reinigungsflüssigkeit, die außerhalb vom SYMPRO Nadelreinigungsgerät angewendet wird. Sie befreit Prothesen von starken Nikotin-Verfärbungen.

SYMPRO, Art. Nr. 6500 0000
 + 2 x 2l SYMPROfluid Universal, Art. Nr. 6500 0600
 + 2 x 2l SYMPROfluid Nicoclean, Art. Nr. 6500 0610
 Regulärer Preis € 959,-

€ 765,-



SYMPRO

Mini-Becher Set

Hygienisch aufbereiteter Becher (für 4 Einzelkronen oder bis zu 4-gliedriger Brücke) zur Reinigung von kleinen Objekten im SYMPRO Prothesenreinigungsgerät, inkl. Adapterring und Reinigungsnadeln

NEU



SYMPRO Mini-Becher Set,
 Art. Nr. 6500 0410
 Regulärer Preis € 69,-

€ 62,-

WORKFLOW GARANTIE

3 Jahre Garantie
 10 Jahre Ersatzteilgarantie
 Aktivitätsgarantie

Die aufgeführten Service-Leistungen gelten beim Kauf von Renfert Geräten.

Gilt nur bei teilnehmenden Händlern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler unter Vorbehalt. Solange Vorrat reicht. Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Bestellen Sie gleich bei Ihrem Fachhändler:
www.renfert.com/haendler

Renfert

EASYCLEAN

Ultraschall-Reinigungsgerät

Sehr gute Reinigungsergebnisse mittels optimal abgestimmtem Ultraschall-Leistungsschwingensystem (37 kHz) ■ Schnelle und optimale Reinigungsleistung durch Entgasung der Reinigungsflüssigkeit (Degas-Funktion) ■ Gleichmäßige Reinigungsintensität an großvolumigen Objekten aufgrund permanenter Verschiebung der Druckwellen-Maximalzonen (Sweep-Funktion)

EASYCLEAN,
Art. Nr. 18500000
+ Einsatzkorb Edelstahl,
Art. Nr. 18500003
Regulärer Preis € 675,50

€ 560,-



Überzeugen Sie sich von GO-2011 speed in der Anwendung mit EASYCLEAN.
<https://youtu.be/mW5AfdVIRf8>



GO 2011 speed

Gips- und Alginatlöser

Innerhalb kürzester Zeit werden hartnäckige Rückstände im Reinigungsbad und noch schneller im Ultraschallbad entfernt ■ Vollständige Reinigung verschiedenster Materialien ohne Vorarbeit und blockierten Personalressourcen ■ Gebrauchsfertige Lösung im handlichen Kanister

GO 2011 speed, 2 l,
Art. Nr. 20120000
Regulärer Preis € 39,50

€ 35,-



„Ist leise, spart Platz, spart Geld ...“

Mit der Kombination aus dem **Basic eco** Strahlgerät und der **SILENT compact** Absaugung wird Oberflächenbearbeitung für mich und mein Team einfacher. Fokussiertes Strahlen durch hohe Präzision der Düse und gleichmäßiger Strahlfluss mindern das Risiko von Beschädigungen der Restaurationen. Das gibt Prozesssicherheit, während die effiziente Strahlmittelnutzung auf Grund der speziellen Mischkammertechnik der Praxis Geld spart. Die leise Absaugung minimiert zudem die Geräuschbelastung der Arbeitsumgebung.“

Dr. J. Schmidt Praxislabor



SILENT compact

Einzelplatzabsaugung

Kompakte, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung ■ Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A) ■ Garantierte 1.000 Betriebsstunden der Saugturbine durch innovative Trafosteuerung



SILENT compact,
Art. Nr. 2934 0000
Regulärer Preis € 1.039,50

€ 930,-

Basic eco

1-Tank-Feinstrahlgerät

Maximales Sichtfeld durch große Sichtscheibe mit innovativer LED-Beleuchtung ■ Prozesssicherheit durch langjährige Erfahrung in der dentalen Sandstrahltechnik ■ Strahlmitteleinsparung aufgrund eines optimalen Luft-Sandgemisches



Basic eco,
Art. Nr. 2949 1050
1 x 25 – 70 µm
Regulärer Preis € 714,-

€ 640,-

making work easy HANDBOOK

Tipps und Geräte, um Praxisabläufe leichter und effizienter zu machen, gibt es unter:

renfert.com/handbook

